

Respireo Soft Baby

NASENMASKE 3-15 kg

Gebrauchsanweisung
1 - VERWENDUNGSZWECK

Respireo Soft Baby ist eine Maske für die nichtinvasive Beatmung, die für die Behandlung von Ateminsuffizienzen bei Kindern mit einem Körpergewicht zwischen 3 und 15 kg verwendet wird. Respireo Soft Baby kann bei Kindern eingesetzt werden, die eine Therapie der Atemwege mit kontinuierlichem positivem Überdruck (CPAP) oder einer Bi-level-Behandlung (Zwischen-Überdruckbeatmung) verschrieben bekommen haben. Respireo Soft Baby ist eine Maske für den Gebrauch durch nur einen Patienten im häuslichen Umfeld sowie für den Gebrauch durch mehrere Patienten im Krankenhaus.

2 - WARNHINWEISE

- Die Maske muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, der in der Lage ist, die Gebrauchsanweisung zu verstehen.
- Die Maske darf nur mit CPAP- oder Bi-level-Generatoren (Flussgeneratoren) verwendet werden, die vom behandelnden Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen wurden und mit einem Druck von mindestens 4 cmH₂O arbeiten. Bei niedrigen Druckwerten auf CPAP-Niveau kann der Luftfluss durch die Luftausschöffnungen nicht ausreichend sein, um das ausgetatmete Gas vollständig aus dem Schlauch zu führen. In diesem Fall kann es zu einer partiellen Rückstromation kommen.
- Die Luftausschöffnungen der Maske dürfen niemals verstopft sein.
- Der Betriebsdruckbereich liegt zwischen 4 und 24 cmH₂O.
- Bei Unannehmlichkeiten oder Reizungen oder bei allergischen Reaktionen auf irgendeinen Bestandteil der Maske wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Atemtherapeuten.
- Wenn Sauerstoff mit den Geräten (CPAP oder Bi-level) verwendet wird, muss die Sauerstoffzufuhr ausgeschaltet werden, wenn diese nicht im Betrieb sind, um zu vermeiden, dass sich Sauerstoff im Inneren der Geräte (CPAP oder Bi-level) ansammelt und dadurch Brandgefahr entsteht.
- Bei Unannehmlichkeiten oder Reizungen oder bei allergischen Reaktionen auf irgendeinen Bestandteil der Maske wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Atemtherapeuten.
- Verwenden Sie die Maske nicht bei Erbrechen.
- Die Maske muss gereinigt und desinfiziert werden. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt REINIGUNG DER MASKE.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Maske. Falls sie während des Transports beschädigt wurde, melden Sie dies Ihrem Händler.
- Es sind nur die Anwendungsverfahren zulässig, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind.
- Einige Bestandteile der Maske können aufgrund ihrer Größe von Kindern verschluckt werden. Lassen Sie diese Bestandteile nicht unbeaufsichtigt. Es ist immer die Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

3 - BESTANDTEILE DER MASKE (Abb.A)

- Hauptkörper:** Gestell (1), Polster (2), Stützstütze (3).
- Schlauch:** Kniestück mit kalibrierten Luftausschöffnungen (4), Schlauch (5), Drehradschloß (6), Verschlusskappe (7).
- Kopfkappe.**

4 - MONTAGE DER MASKE (Abb. B-C)

Schließen Sie die Schlauchleitung (b) an, indem Sie das kugelförmige Ende des Kniestücks (4) in den steifen Stütz des Hauptkörpers (a) einstecken, wie in Abbildung B1 gezeigt. Das Anlagern der Maske hängt von der gewählten Konfiguration ab (MIT oder OHNE Stützstütze). Gehen Sie zu dem Abschnitt der gewählten Konfiguration:

- Maske MIT Stützstütze (3)
- Maske OHNE Stützstütze (3)

4.1 - Gebrauch der Maske MIT Stützstütze (Abb.B2)

- Führen Sie die drei oberen Riemen der Kopfkappe (c) in die drei oberen Schlitze der Stützstütze ein (3), wie in Abbildung B2 gezeigt, und sichern Sie sie anschließend.
- Gehen Sie direkt zum Abschnitt ANLEGEN DER MASKE AN DAS KIND.

4.2 - Gebrauch der Maske OHNE Stützstütze (Abb.C) (OPTION)

- Um die Stützstütze (3) zu entfernen, muss lediglich mit einer Schere der Hauptkörper (a), wie in Abbildung C1 gezeigt, abgeschnitten werden.

NB. Achtung, werfen Sie nicht die Stützstütze (3) weg; sie wird später verwendet. NB. Achtung, nachdem sie einmal entfernt wurde, kann die Stützstütze (3) nicht wieder an den Hauptkörper (a) der Maske angebracht werden.

- Nehmen Sie die zuvor abgeschnittene Stützstütze (3) und führen Sie sie in ihren oberen Schlitz den oberen, mittleren Riemen der Kopfkappe (c) ein, wie in Abbildung C2 gezeigt.
- Führen Sie dann die oberen, seitlichen Riemen der Kopfkappe (c) in die seitlichen Schlitze der Stützstütze ein, wie in Abbildung C3 gezeigt.
- Führen Sie den oberen, mittleren Riemen der Kopfkappe (c) in den oberen Schlitz des Hauptkörpers (a) ein, wie in Abbildung C4 gezeigt; sichern Sie dann den Riemen.

5 - ANLEGEN DER MASKE AN DAS KIND (Abb.D)

- Drücken Sie die Maske sanft auf das Gesicht, vergewissern Sie sich, dass das Polster (2) am Profil um die Nase herum anliegt, und ziehen Sie die Kopfkappe über den Kopf des Kindes, wie in Abbildung D1.
- Führen Sie die unteren, nicht gesicherten Riemen der Kopfkappe (c) in die betreffenden seitlichen Schlitze des Hauptkörpers (a) ein, wie in Abbildung D2 gezeigt; sichern Sie dann den Kopf.
- Passen Sie die Kopfkappe (c) an den Kopf des Kindes an, indem Sie ausgehend von den unteren Riemen alle Riemen justieren, wie in Abbildung D3 gezeigt.
- Schließen Sie den transparenten Drehradschloß (6) an den Schlauch des CPAP/Bi-level-Geräts an, wie in Abbildung D4 gezeigt. Schalten Sie nun den Flussgenerator ein.
- Justieren Sie bei Bedarf erneut die Spannung der unteren Riemen, um mögliche Verluste zu vermeiden. Geben Sie acht, die Riemen nicht zu fest anzuziehen.

NB.: Die oberen Riemen dienen allein dazu, die Maske in Stellung zu halten, und sind daher lediglich mit einer Mindestspannung anzuziehen.

6 - ABNEHMEN DER MASKE

Um die Maske abzunehmen, lösen Sie einen der beiden unteren Riemen der Kopfkappe. Entfernen Sie die Maske von der Nase und heben Sie die Kopfkappe über den Kopf.

Es ist nicht nötig, die anderen Riemen der Kopfkappe zu lockern oder zu entfernen.

7 - ZERLEGEN DER MASEK (Abb.E)

- Lösen Sie die Kopfkappe (c) vom Hauptkörper (a), indem Sie die Riemen öffnen und aus den Hauptkörper herausziehen. Wie in Abbildung E1 gezeigt.
- Entfernen Sie die Schlauch Einheit (b), in dem Sie den Drehradschloß (6) aus dem Hauptkörper (a) herausziehen, wie in Abbildung E2 gezeigt.

8 - REINIGUNG DER MASKE

8.1 – TÄGLICHE REINIGUNG DER MASKE FÜR EINE WIEDERVERWENDUNG BEI DENSELBEN PATIENTEN:

Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie die Maske reinigen. Für die Reinigung muss die Maske in ihre Bestandteile zerlegt (siehe Abschnitt ZERLEGEN DER MASKE) und anschließend sorgfältig in lauwarmem Wasser (circa 30°C) mit neutraler Seife gewaschen werden. Spülen Sie die Maske gründlich mit Trinkwasser ab und lassen Sie sie vor direktem Sonnenlicht geschützt an der Luft trocknen.

NB.: Es wird empfohlen, die Kopfkappe (c) einmal wöchentlich zu reinigen.

8.2 – AUFBEREITUNG DER MASKE FÜR DIE WIEDERVERWENDUNG BEI ANDEREN PATIENTEN

NB.: Die Maske muss immer aufbereitet werden, bevor sie für einen neuen Patienten verwendet wird.

NB.: Die Kopfkappe (c) muss ersetzt werden.

- Die Maske kann maximal 12 Mal anhand eines der nachstehenden Verfahren aufbereitet werden:
 - hochgradige thermische Desinfektion;
 - hochgradige chemische Desinfektion;
 - Sterilisation im Autoklav bei 121°C in einem Zeitraum von maximal 20 Minuten;
 - Sterad Gasplasma-Sterilisation.

Für alle Details über das Verfahren zum Aufbereiten der Maske lesen Sie die Anweisungen, die im Netz unter der Adresse www.airliquidemedicalsystems.com zur Verfügung stehen oder bei Ihrem Händler angefordert werden können.

Respireo Soft Baby

MASCARILLA NASAL 3-15 kg

Instrucciones para el uso
1 - DESTINO DE USO

Respireo Soft Baby es una mascarilla para ventilación no invasiva utilizada en el tratamiento de las insuficiencias respiratorias en niños de peso comprendido entre 3 y 15 kg. Respireo Soft Baby se puede utilizar en niños a los que se les haya prescrito un tratamiento de presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) o Bi-level (ventilación de doble nivel de presión positiva). Respireo Soft Baby es una mascarilla para un solo paciente en el uso a domicilio, y multipaciente cuando se usa en el entorno hospitalario.

2 - ADVERTENCIAS

- La mascarilla debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto capaz de entender la instrucciones para el uso.
- La mascarilla solamente debe utilizarse con los aparatos de CPAP o Bi-level (generadores de flujo) recomendados por el médico o terapeuta respiratorio con una presión de funcionamiento de al menos 4 cmH₂O. Con presiones bajas a nivel de CPAP, el flujo a través de los orificios de exhalación podría ser inadecuado para eliminar todo el gas exhalado por el tubo.
- En este caso, podría producirse una reinspiración parcial.
- Los orificios de exhalación de la mascarilla nunca tienen que quedar obstruidos.
- La gama de presión operativa se extiende de 4 a 24 cmH₂O.
- En caso de molestias, irritación o si aparecen reacciones alérgicas a un componente cualquiera de la mascarilla, consulte con el médico o terapeuta respiratorio.
- Si se utiliza oxígeno con los aparatos CPAP o Bi-level, es necesario apagar el dispensador de oxígeno cuando dichos aparatos no están funcionando para evitar que éste se acumule en el interior del aparato CPAP o Bi-level con el consiguiente riesgo de incendio.
- Está prohibido fumar o utilizar llamas libres cuando se utiliza oxígeno. La mascarilla no debe utilizarse en caso de vómito.
- La mascarilla debe limpiarse y desinfectarse. Para más detalles, véase la sección LIMPIEZA DE LA MASCARILLA.
- Antes del uso, compruebe la integridad de la mascarilla; si hubiera sufrido daños durante el transporte, rogamos informen a nuestro revendedor.
- No se admiten procedimientos de uso diferentes de los indicados en este manual de instrucciones.
- Algunos elementos de la mascarilla, debido a su tamaño, podrían ser tragados por los niños. No deje estos componentes sin vigilancia. Siempre es necesaria la presencia de un adulto.

3 - COMPONENTES DE LA MASCARILLA (Fig.A)

- Cuerpo principal:** armazón (1), almohadilla (2), apoyo frontal (3).
- Grupo tubo:** rack acordado con orificios de exhalación calibrados (4), tubo (5), conector giratorio (6), tapón (7).
- Arnés.**

4 - MONTAJE DE LA MASCARILLA (Fig. B-C)

Acoplar el grupo tubo (b) introduciendo la parte esférica del rack acordado (4) en el inserto rigido del cuerpo principal (a) tal como se indica en la figura B1.

La instalación de la mascarilla depende de la configuración elegida (CON o SIN apoyo frontal). Consultar la sección correspondiente a la configuración elegida:

- Mascarilla CON apoyo frontal (3)
- Mascarilla SIN apoyo frontal (3)

4.1 Uso de la mascarilla CON apoyo frontal (Fig.B2)

- Insertar las tres correas superiores del arnés (c) dentro de las tres ranuras superiores del apoyo frontal (3) tal como se indica en la figura B2; abrochar las correas.
- Passar directamente a la sección 6 COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA EN EL NIÑO.

4.2 Uso de la mascarilla SIN apoyo frontal (Fig.C) (OPCIÓN)

- Para desmontar el apoyo frontal (3), basta con cortar el cuerpo principal (a) con unas tijeras tal como se indica en la figura C1.

N.B.: Cuidado, no tire el apoyo frontal (3), ya que se utilizará más adelante. N.B. Cuidado, una vez retirado el apoyo frontal (3), ya no se podrá volver a fijar el cuerpo principal (a) de la mascarilla.

- Utilizar el apoyo frontal (3) cortado anteriormente, introduciendo la correa central superior del arnés (c) dentro de la ranura superior del apoyo tal como se indica en la figura C2.
- Insertar las correas laterales superiores del arnés (c) dentro de las ranuras laterales del mismo tal como se indica en la figura C3.
- Insertar la correa central superior del arnés (c) dentro de la ranura superior del cuerpo principal (a) tal como se indica en la figura C4; abrochar la correa.

5 - COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA EN EL NIÑO (Fig.D)

- Manteniendo la mascarilla sujeta delicadamente sobre el rostro, asegurándose de que la almohadilla (2) se adhiera bien al perfil alredeor de la nariz, colocar el arnés en la cabeza del niño tal como se indica en la figura D1.
- Insertar las correas inferiores no enganchadas del arnés (c) dentro de las correspondientes ranuras laterales del cuerpo principal (a) tal como se indica en la figura D2; abrochar las correas.
- Ajustar el arnés (d) a la cabeza del niño regulando todas las correas; empezar por las correas inferiores tal como se indica en la figura D3.
- Acoplar el conector giratorio transparente (6) al tubo del aparato CPAP/ Bi-level tal como se indica en la figura D4. Encender la máquina generadora de flujo.
- De ser necesario, ajustar nuevamente la tensión de las correas inferiores para evitar posibles problemas. Tener cuidado de no apretar excesivamente.

N.B. Las correas superiores sirven exclusivamente para mantener la mascarilla en posición; por eso debe aplicárselas una tensión mínima.

6 - RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para retirar la mascarilla, desenganchar una de las dos correas inferiores del arnés. Alejar la mascarilla de la nariz y levantar el arco por encima de la cabeza.

No se necesita aflojar ni desabrochar las demás correas del arnés.

7 - DESMONTAJE DE LA MASCARILLA (Fig.E)

- Separar el arnés (c) del cuerpo principal (a) abriendo las correas y sacándolas del mismo tal como se indica en la figura E1.
- Desacoplar el grupo tubo (b) extrayendo el rack acordado (4) del cuerpo principal (a) tal como se indica en la figura E2.

8 - LIMPIEZA DE LA MASCARILLA

8.1 - LIMPIEZA DIARIA DE LA MASCARILLA PARA REUTILIZARLA EN EL MISMO PACIENTE

Antes de limpiar la mascarilla, lavarse cuidadosamente las manos. Para limpiar la mascarilla, desmontar sus distintos componentes (véase la sección DESMONTAJE DE LA MASCARILLA) y lavarlos cuidadosamente en agua templada (30°C aproximadamente) con jabón neutro. Aclarar bien la mascarilla con agua potable y dejarla secar al aire en un lugar resguardado de la luz solar directa.

N.B. Es aconsejable limpiar el arnés (c) una vez por semana.

8.2 - REPROCESSADO DE LA MASCARILLA PARA UTILIZARLA EN OTROS PACIENTES

N.B. La mascarilla siempre debe regenerarse antes de utilizarla en otro paciente. N.B. El arnés (c) debe cambiarse.

- La mascarilla puede regenerarse para realizar un máximo de 12 ciclos siguiendo uno de los procesos que se describen a continuación:
 - desinfección térmica de alto nivel;
 - desinfección química de alto nivel;
 - esterilización en autoclave a 121°C durante no más de 20 minutos;
 - esterilización al gas plasma Sterad.

Para conocer todos los detalles sobre el proceso de regeneración de la mascarilla, consultar las instrucciones disponibles on line en la página www.airliquidemedicalsystems.com o pedírselas al revendedor.

Respireo Soft Baby

MÁSCARA NASAL 3-15 kg

Instruções de uso
1 - DESTINO DE USO

Respireo Soft Baby é uma máscara para ventilação não invasiva utilizada para o tratamento das insuficiências respiratórias nas crianças com um peso compreendido entre 3 e 15 kg. Respireo Soft Baby pode ser usada em crianças às quais foi recetada uma terapía por pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP) ou Bi-level (ventilação com dois níveis de pressão positiva). Respireo Soft Baby é uma máscara para paciente único para a utilização domiciliar e é para ser utilizada por vários pacientes em ambiente hospitalar.

2 - AVISOS

- A máscara deve ser utilizada sob a supervisão de uma pessoa adulta capaz de entender as instruções de uso.
- A máscara deve ser usada somente com aparelhos CPAP ou Bi-level (geradores de fluxo), recomendados pelo próprio médico ou pelo terapeuta respiratório e que funcionem com uma pressão de pelo menos 4 cmH₂O. Com pressões baixas a nível de CPAP, o fluxo através dos furos de exalação poderá ser inadequado para eliminar todo o gás exalado pelo tubo. Nesse caso, pode ocorrer uma reinalação parcial.
- Os furos de exalação da máscara nunca devem estar obstruídos.
- A faixa da pressão operacional está incluída entre 4 e 24 cmH₂O.
- No caso de incômodo, irritação ou na presença de reações alérgicas, em qualquer componente da máscara, consultar o próprio médico ou terapeuta respiratório.
- Se for utilizado oxigênio com os aparelhos (CPAP ou Bi-level), quando estes não estão a funcionar é preciso desligar o abastecedor do oxigênio para evitar que o oxigênio se acumule no interior dos aparelhos (CPAP ou Bi-level) com o consequente risco de incêndio.
- É proibido fumar ou utilizar chamas livres quando se utiliza o oxigênio.
- Não utilizar a máscara com produtos inflamáveis.
- A máscara deve ser limpa e desinfetada. Para maiores pormenores, consultar o capítulo LIMPEZA DA MÁSCARA.
- Antes do uso, verificar a integridade da máscara, se porventura sofreu danos durante o transporte, devem ser avisados os componentes sem vigilância.
- Não são admitidos outros procedimentos de uso que não sejam aqueles indicados neste manual de uso.
- Alguns componentes da máscara, pela sua dimensão, poderão ser engolidos pelos crianças. Não deixe estes componentes sem vigilância. É sempre necessária a presença de um adulto.

3 - COMPONENTES DA MÁSCARA (Fig.A)

- Corpo principal:** estrutura (1), almofada (2), frente de apoio (3).
- Conjunto tubo:** cotovelo com furos da exalação calibrados (4), tubo (5), conexão rotativa (6), tampão (7).
- Touca.**

4 - MONTAGEM DA MÁSCARA (Fig. B-C)

Conectar o conjunto tubo (b) introduzindo a parte esférica do cotovelo (4) no encaixe rígido do corpo principal (a) como mostrado na figura B1. A instalação da máscara depende da configuração escolhida (COM ou SEM a frente de apoio). Portanto, ir o parágrafo correspondente à configuração escolhida.

- Máscara COM frente de apoio (3)
- Máscara SEM frente de apoio (3)

4.1 Utilização da máscara COM frente de apoio (Fig.B2)

- 1 Introduzir as três cintas superiores da touca (c) nos três ilhoses superiores da frente de apoio (3) como mostrado na figura B2, depois enganchar as cintas.
- 2 Ir diretamente no parágrafo INSTALAÇÃO DA MÁSCARA NA CRIANÇA.

4.2 Utilização da máscara SEM frente de apoio (Fig.C) (OPÇÃO)

- 2.1 Para remover a frente de apoio (3), basta cortar com uma tesoura o corpo principal (a), conforme indicado na figura C1.

OBS.: Atenção, não jogar fora a frente de apoio (3); esta será utilizada depois.

OBS. Atenção, depois de removida a frente de apoio (3), esta não poderá mais ser usada no corpo principal (a) da máscara.

- 2.2 Usar a frente de apoio (3) cortada anteriormente, introduzindo a cinta central superior da touca (c) no ilhós superior da mesma, como mostrado na figura C2.
- 2.3 Introduzir então as cintas laterais superiores da touca (c) nos ilhoses laterais da mesma como mostrado na figura C3.
- 2.4 Introduzir a cinta central superior da touca (c) no ilhós superior do corpo principal (a) como mostrado na figura C4, depois enganchar a cinta.

5 - INSTALAÇÃO DA MÁSCARA NA CRIANÇA (Fig.D)

- Mantendo a máscara delicadamente firme no rosto verificando que a almofada (2) fique aderente no perfil ao redor do nariz, enfiar a touca na cabeça da criança como indicado na figura D1.
- Introduzir as cintas inferiores não enganchadas da touca (c) nos respectivos ilhoses laterais do corpo principal (a) como indicado na figura D2, depois enganchar as cintas.
- 3 Amarrar a touca (c) na cabeça da criança regulando todas as cintas a partir das cintas inferiores como mostrado na figura D3.
- 4.1 Conectar o conector rotativo transparente (6) no tubo da máquina CPAP/ Bi-level como mostrado na figura D4. Depois ligar a máquina geradora de fluxo.
5. Quando necessário regular de novo o aperto das cintas inferiores a fim de eliminar possíveis vazamentos. Prestar atenção para não apertar demasiadamente.

Obs.: As cintas superiores servem exclusivamente para manter a máscara na posição e por isso devem ser puxadas com uma tensão mínima.

6 - REMOÇÃO DA MÁSCARA

Para tirar a máscara, desenganchar uma das duas cintas inferiores da touca. Afastar a máscara do nariz e levantar a touca em cima da cabeça.

Não é preciso aflojar nem desprender as outras cintas da touca.

7 - DESMONTAGEM DA MÁSCARA (Fig.E)

- 7.1 Desprender a touca (c) do corpo principal (a) abrindo as cintas e tirando-as do mesmo conforme mostrado na figura E1.
- 7.2 Desprender o conjunto tubo (b) removendo o cotovelo (4) do corpo principal (a) como mostrado na figura E2.

8 - LIMPEZA DA MÁSCARA

Antes de limpar a máscara, lavar muito bem as mãos. Para limpar a máscara, desmontar seus componentes (ver o parágrafo DESMONTAGEM DA MÁSCARA) e depois deve ser lavada com água morna (aprox. 30°C) com sabão neutro. Enxaguar bem a máscara com água potável e deixá-la secar ao ar livre e protegida da luz solar direta.

OBS. Recomenda-se limpar a touca (c) uma vez por semana.

8.2 - REPROCESSAR DA MÁSCARA PARA A REUTILIZAÇÃO EM PACIENTES DIFERENTES

OBS. A máscara deve sempre ser regenerada antes de utilizá-la em novo paciente. OBS. A touca (c) deve ser substituída.

A máscara pode ser regenerada pelo máximo de 12 ciclos mediante um dos processos abaixo:

- desinfecção térmica de alto nível;
- desinfecção química de alto nível;
- esterilização em autoclave a 121°C durante não mais de 20 minutos;
- esterilização com gás plasma Sterad.

Para todos os pormenores sobre o processo de regeneração da máscara consultar a instrução disponível na rede no endereço www.airliquidemedicalsystems.com ou solicitá-la ao próprio revendedor.

9 - PRECAUÇÕES

Não utilizar soluções que conttenham álcool, compostos aromáticos, humectantes, agentes antibacterianos, ou óleos aromáticos para limpar a máscara. Essas soluções podem danificar e reduzir a duração do produto. A exposição prolongada da máscara à luz direta do sol ou ao calor pode danificá-la.

Respireo Soft Baby

NÄSMASK 3 - 15 kg

Bruksanvisning
1 - ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Respireo Soft Baby är en mask för non-invasiv ventilation vid behandling av respiratorisk insufficiens hos barn som väger mellan 3 och 15 kg. Respireo Soft Baby kan användas av barn som har föreskrivits en behandling med kontinuerlig övertryck för luftvägarna (CPAP) eller Bi-level ventilation med övertryck i två nivåer. Respireo Soft Baby är en mask för en patient vid hembruk och för flera patienter vid användning på sjukhus.

2 - VARNINGSSÖRSKRIFTER

- Masken får endast användas under överinseende av en vuxen som förstår bruksanvisningen.
- Masken ska endast användas med CPAP eller Bi-level apparat (ventilator) efter rekommendation av läkare eller andningsterapeut och vid ett behandlingstryck på min. 4 cmH2O. Vid låga tryck på CPAP-nivån kan luftströmmen genom utandningsröret vara otillräcklig för att eliminera all utandningsluft som sänds ut från slangen. I detta fall kan det uppstå en delvis återandning.
- Maskens utandningshåll får aldrig täppas till.
- Behållningstrycket ligger mellan 4 och 24 cmH2O.
- Rådfråga läkare eller andningsterapeut vid obehag, irritation eller allergiska reaktioner mot någon av maskens delar.
- Om det används syrgas tillsammans med CPAP eller Bi-level apparaten ska syrgasapparat slängas av när ventilator inte används för att undvika att det ansamlas syrgas inuti CPAP eller Bi-level apparaten med påföljande brandfara.
- Det är förbjudet att röka eller använda öppen eld när det används syrgas.
- Det är inte tillåtet att använda öppen eld när det används syrgas.
- Masken ska rengöras och desinficeras. För mer information, se avsnitt RENGÖRING AV MASKEN.
- Kontrollera att masken är helt fri för användning. Kontakta återförsäljaren i händelse av transportskador.
- Ändring endast av tillvägagångssätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Masken har små delar som kan sväljas av barn. Lämna aldrig dessa delar utan uppsikt. Det ska alltid finnas en vuxen närvarande.

3 - MASKENS DELAR (Fig. A)

- Maskram:** ram (1), mjukdel (2), panddyna (3).
- Slangenhett:** inlär med kalibrerade utandningshåll (4), slang (5), svivel (6), plugg (7).
- Huvudbonad.**

4 - MONTERING AV MASKEN (Fig. B-C)

Anslut slangenheten (b) genom att föra in knäret (4) kulformade del i maskramens (a) styva koppling (Fig. B1). Påslutningen av masken beror på den valda konfigurationen (MED eller UTAN panddyna). Läs de instruktioner som gäller för den valda konfigurationen:

- 1-Mask MED panddyna (3)
- 1-Mask UTAN panddyna (3)

4.1 Användning av masken MED panddyna (Fig. B2)

- 1.1 För in huvudbondens (c) tre övre remmar i de tre övre öppningarna på panddynan (3) (Fig. B2). Fast därifrån remmarna.
- 1.2 Gå direkt till avsnitt PÅSÄTTNING AV MASKEN PÅ BARNET.

4.2 Användning av masken UTAN panddyna (Fig. C) (tillval)

- 4.2.1 Ta bort panddynan (3) genom att klippa av maskramen (a) med en sax (Fig. C1).
- 4.2.2 Kasta inte panddynan (3). Den används vid ett senare tillfälle. OBS! När panddynan (3) har tagits bort och den inte längre sätts tillbaka på maskens panddyna (3).
- 4.2.2 Använd den avklippa panddynan (3) och för in huvudbondens (c) övre mittrem i panddynans övre öppning (Fig. C2).
- 4.2.3 För därifrån in huvudbondens (c) övre sidoremmar i panddynans sidöppningar (Fig. C3).
- 4.2.4 För in huvudbondens (c) övre mittrem i maskramens (a) övre öppning (Fig. C4). Fast därifrån remmen.

5 - PÅSÄTTNING AV MASKEN PÅ BARNET (Fig.D)

- 5.1 Placera försiktigt masken mot ansiktet, se till att mjukdelen (2) sitter ordentligt över näsan och två huvudbonden över barnets huvud (Fig. D1).
- 5.2 Fäst huvudbondens (c) lösa nedre remmar i sidöppningarna på maskramen (a) (Fig. D2). Fast därifrån remmarna.
- 5.3 Rätt till huvudbonden (c) på barnets huvud genom att reglera samtliga remmar. Demontera masken delvis för att se avsnitt MONTERING AV MASKEN) och hållta dem noggrant med lummigt vittan (ca 30 °C) och mild tvål. Skölj masken noggrant med diskvatten och låt den lufttorka skuggat från direkt solljus.
- 5.4 Rätt till huvudbondens (c) övre nedre remmar ytterligare för att eliminera eventuella läckage. Dra inte för hårt.

OBS! De övre remmarna används uteslutande för att hålla masken på plats och ska därför endast dras åt lätt.

6 - AVTAGNING AV MASKEN

Ta av masken genom att lossa en av huvudbondens två nedre remmar. Ta bort masken från näsan och lyft huvudbonden över huvudet.

Det behövs varken lossa på eller ta bort de andra remmarna på huvudbonden.

7 - DEMONTERING AV MASKEN (